

WSKAZANIA DO OPERACJI  
TĘTNIAKA AORTY  
WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO 2012

---

KLASA I

1. Wymiar aorty wstępującej  $> 50$  mm + rozpoznany zespół Marfana  
**Klasa zaleceń: I, Poziom wiarygodności danych: C**

KLASA II

1. Wymiar aorty wstępującej  $\geq 45$  mm + rozpoznany zespół Marfana
  - + wywiad rodzinny dotyczący rozwarstwienia
  - + przyrost wymiaru aorty  $> 2$  mm/rok
  - + ciężka niedomykalność aortalna lub mitralna
  - + chęć zajścia w ciążę**Klasa zaleceń: IIa, Poziom wiarygodności danych: C**
  
2. Wymiar aorty wstępującej  $> 50$  mm + dwupłatkowa zastawka aortalna
  - + wywiad rodzinny dotyczący rozwarstwienia
  - + przyrost wymiaru aorty  $> 2$  mm/rok
  - + współistniejąca koarktacja aorty
  - + nadciśnienie tętnicze**Klasa zaleceń: IIa, Poziom wiarygodności danych: C**
  
3. Wymiar aorty wstępującej  $> 55$  mm w pozostałych przypadkach  
**Klasa zaleceń: IIa, Poziom wiarygodności danych: C**